

ОНКОЛОГИЯ  
Каталог



Qimono  
by VYGON

Закрытые системы для приготовления,  
транспортировки и введения химиотерапии





  
Russia

## Устройства для приготовления лекарственных препаратов/растворов

### Инфузионный пакет

Продукт	Код	Изображение	Описание	Показание	Кол-во в упаковке/ кейсе
кимоспайк V	7218.01		Спайк для доступа к инфузионному пакету с кимомамма	Аспирация или введение лекарства/ жидкости из/в инфузионный пакет	50/600
кимоспайк V Флакон	7218.11		Спайк для доступа к инфузионному пакету с кимомамма и антивозвратным клапаном	Только аспирация из инфузионного пакета. Исключена возможность случайной контаминации в/в раствора	25/450

### Флакон

Продукт	Код	Изображение	Описание	Показание	Кол-во в упаковке/ кейсе
кимокэп ø14	7219.01 7219.010*		Устройство доступа к флакону с кимомамма. Разработано для постоянного доступа к флакону с лекарством	Набор и разведение небольших объемов лекарственных препаратов в полностью закрытых условиях	50/900 4/72
кимокэп ø20	7219.02 7219.020*				25/450 4/48
кимоспайк V	7217.04 7217.040*		Спайк для доступа к флаконам с воздушным фильтром и кимомамма	Повторные наборы лекарств из любого типа флаконов	25/300 4/48
кимогарпун	7213.02		Полностью закрытое устройство для переноса лекарств с баллоном 50 мл, заполненным стерильным воздухом, для выравнивания давления	Набор и разведение высокотоксичных лекарственных препаратов в полностью закрытых условиях	10/80
кимогарпун S	7213.01				

\* Мультипак 25 шт




## Шприц

Продукт	Код	Изображение	Описание	Показание	Кол-во в упаковке/ кейсе
кимопапа	7210.91 7210.910*		Закрытый безопасный безыгольный коннектор с возможностью обработки мембраны антисептиками. Для закрытия шприцев с цитотоксическими препаратами. После присоединения к шприцу, не может быть снят. Соединяется с кимомамма.	Обезопасить (закрыть) шприц при приготовлении цитотоксических препаратов	50/900 4/72

\* Мультипак 25 шт

## Изделия для перемещения цитотоксических препаратов/ растворов

### Инфузионный пакет

Продукт	Код	Изображение	Описание	Показание	Кол-во в упаковке/ кейсе
кимоконнект	7221.01 7221.020*		Набор для инфузионного пакета с удлинительной трубкой с боковым портом, оснащенный кимомамма. Кимопапа закрывает дистальный конец удлинительной трубки.	Разведение и введение любых препаратов	25/150 10/60
кимоконнект с фильтром	7221.011 7221.0110*		Набор для инфузионного пакета с удлинительной трубкой и 0.2 мкм фильтром и с боковым портом, оснащенный кимомамма. Кимопапа закрывает дистальный конец удлинительной трубки.	Разведение и введение препаратов, которые должны вводиться через фильтр (напр. Паклитаксел)	25/150 10/60
кимоконнект с воздушным фильтром	7221.012 7221.0120*		Набор для инфузионного пакета с удлинительной трубкой, воздушным фильтром и с боковым портом, оснащенный кимомамма. Кимопапа закрывает дистальный конец удлинительной трубки.	Разведение и введение вспенивающихся препаратов, с целью удалить максимальное количество воздуха из пузырьков (напр. Доцетаксел)	25/150 10/60

\* Мультипак 10 шт (без кимомамма)

## Шприц

Продукт	Код	Изображение	Описание	Показание	Кол-во в упаковке/ кейсе
кимопапа	7210.91 7210.910*		Закрытый безопасный безыгольный коннектор с возможностью обработки мембраны антисептиками. Для закрытия шприцев цитотоксическими препаратами. После присоединения к шприцу - не может быть снят. Соединяется с кимомамма.	Обезопасить (закрыть) шприц при приготовлении цитотоксических препаратов	50/900 4/72
кимотрансфер	7220.01		Устройство с кимомамма с обеих сторон	Перемещение препаратов из шприца в шприц в закрытых безопасных условиях	50/600

\* Мультипак 25 шт

## Эластомерная помпа

Продукт	Код	Изображение	Описание	Показание	Кол-во в упаковке/ кейсе
кимопрайм, кимопапа, кимомамма	7210.04		Набор с кимопрайм, кимомама и кимопапа	Используется для закрытия места введения при использовании эластомерной помпы и дистального конца ее удлинительной трубки. Также допустимо применение с другими инфузионными устройствами.	50/600

## Устройства для ввода инфузионных растворов

Продукт	Код	Изображение	Описание	Показание	
кимопамп	7227.101 7227.201 7227.401		Безопасный адаптер для инфузионных наборов с линиями любых производителей. Оснащен спайком с воздушным портом с заглушкой, 2 или 4 разъемами кимомамма и универсальной трубкой - коннектором, которая подходит к любым инфузионным наборам	Безопасное соединение инфузионного пакета с инфузионной линией для насосов любых производителей	25/150
кимо в/в набор со встроенным разветвителем октопус	7229.101 7229.201 7229.401		Набор для капельной гравитационной инфузии с разъемами кимомамма, кимопапа и кимопрайм	Безопасная гравитационная капельная инфузия	25/150
кимо в/в набор без встроенного разветвителя октопус	7229.102 7229.202 7229.402				
кимоконнект, кимомамма	7221.02		Удлинительная трубка для инфузионного пакета с разъемом кимомамма и воздушным портом (с колпачком)	Приготовление и введение нетоксических препаратов (примедикация, антиэметики, кортикостероиды и др.)	25/150
кимопрайм, кимопапа	7210.01		набор с коннекторами кимопрайм и кимопапа	Закрывает место введения при использовании эластомерной помпы и дистального конца ее удлинительной трубки. Также допустимо применение с др. инфузионными устройствами.	50/600
кимооктопус	7231.221		Безопасная двухканальная удлинительная трубка, позволяющая проводить постоянную инфузию и одновременно выполнять инъекции других препаратов либо забор крови. Дополнительная линия оснащена разъемом кимомамма. Кимопапа монтируется на дистальном конце кимоокутопус. Кимопрайм - для заполнения линии после присоединения коннектора кимопапа.	Безопасный дополнительный порт для экстренных ситуаций. Простая дополнительная инъекция через шприц рядом с пациентом.	50/300

7 ключей, обеспечивающих безопасные соединения в онкологии

Qimono - уникальная концепция, обеспечивающая высокую безопасность соединений в онкологии



ООО «ВМП» - официальный поставщик продукции VYGON  
на территории России и Казахстана  
+ 7 495 661 09 75  
info@vygon-russia.ru  
www.vygon-russia.ru, вигон.рф

